


VOD 56



aquaviva®

VOD 56

subaquálna masáž
underwater massage
подводной массаж



Max./užitočný objem vane	550 / 370 l
Čas naplnenia/vyprázdenia	4,3 / 3 min
Napájanie	3x400 V / 50 Hz
Príkon	1150 VA
Hmotnosť	158 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	2600 x 1000 x 1110
Tlak v masážnej hadici	0,18 - 0,47 MPa
Max. prietok čerpadla	135 l/min

Základné vybavenie:

- hydromasážna hadica s reguláciou tlaku a prisávaním vzduchu



Max./useful bath tub capacity	550 / 370 l
Filling/drainage time	4.3 / 3 min
Power supply	3x400 V / 50 Hz
Power input	1150 VA
Weight	158 kg
Dimensions (l x w x h) mm	2600 x 1000 x 1110
Massage hose water pressure	0.18 - 0.47 MPa
Max. pump water flow	135 l/min

Basic equipment:

- massage hose with pressure regulation and air mixture



Макс./полезный объем ванны	550 / 370 л
Время наполнения/опорожнения	4,3 / 3 мин
Питание	3x400 В / 50 Гц
Мощность	1150 ВА
Вес	158 кг
Размеры /д x ш x в/ в мм	2600 x 1000 x 1110
Давление в массажном шланге	0,18 - 0,47 МПа
Макс.протекание насоса	135 л/мин

Основное оснащение:

- гидромассажный шланг с регулировкой давления и добавляемого воздуха




CHIRANA PROGRESS
MEDIPROGRESS GROUP

Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 210
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer