


Coral[®], Coral[®] Lymfo



aquaviva[®]

Coral[®], Coral[®] Lymfo

vířivý kúpeľ na ruky
whirling hand bath
вихревая ванна для рук



Max./užitočný objem vane	35 / 30 l
Čas naplnenia/vyprázdenia	1 / 0,5 min
Napájanie ¹	230 V / 50 Hz
Napájanie ²	3x400 V / 50 Hz
Príkon	600 VA
Hmotnosť ¹	65 kg
Hmotnosť ²	70 kg
Rozmery ¹ (d x š x v) v mm	955 x 870 x 1040
Rozmery ² (d x š x v) v mm	950 x 870 x 1050

Základné vybavenie:

- 12 hydromasážnych trysiek^{1,2}
- regulácia výkonu hydromas. trysiek^{1,2}
- prisávanie vzduchu do hydromas. trysiek^{1,2}
- sprcha pre hygienickú očistu^{1,2}
- lymfatická masáž²
- preplach hydromasážneho okruhu²

Doplňkové vybavenie:

- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa²
- stolička pre pacienta^{1,2}

¹Coral[®], ²Coral[®] Lymfo



Max./useful bath tub capacity	35 / 30 l
Filling/drainage time	1 / 0.5 min
Power supply ¹	230 V / 50 Hz
Power supply ²	3x400 V / 50 Hz
Power input	600 VA
Weight ¹	65 kg
Weight ²	70 kg
Dimensions ¹ (l x w x h) in mm	955 x 870 x 1040
Dimensions ² (l x w x h) in mm	950 x 870 x 1050

Basic equipment:

- 12 water massage jets^{1,2}
- water jets performance regulation by air addition^{1,2}
- sanitary shower^{1,2}
- lymphatic massage²
- water massage jets rinsing²

Optional equipment:

- electromagnetic incrust stopper²
- chair for the patient^{1,2}

¹Coral[®], ²Coral[®] Lymfo



Мак./полезный объем ванны	35 / 30 л
Время наполнения/опорожнения	1 / 0,5 мин
Питание ¹	230 В / 50 Гц
Питание ²	3x400 В / 50 Гц
Номинальная мощность	600 ВА
Вес ¹	65 кг
Вес ²	70 кг
Размеры /д x ш x в/ в мм	955 x 870 x 1040
Размеры /д x ш x в/ в мм	950 x 870 x 1050

Основное оснащение:

- 23 гидромассажных форсунок^{1,2}
- регуляция мощности гидромассажных форсунок^{1,2}
- подсасывание добавляемого воздуха в гидромассажные форсунки^{1,2}
- душ для очистки^{1,2}
- лимфатический массаж²
- промывка гидромассажной системы²

Дополнительное оснащение:

- электромагнит для удаления накипи²
- стул для пациента^{1,2}

¹Coral[®], ²Coral[®] Lymfo



Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 210
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer