


Electra[®] CG



aquaviva[®]

Electra® CG

celotelový galvanický kúpeľ
whole body galvanic bath
гальваническая ванна для всего тела



| | |
|---------------------------|------------------|
| Max./užitočný objem vane | 450 / 320 l |
| Čas naplnenia/vyprázdenia | 3,7 / 2,7 min |
| Napájanie | 230 V / 50 Hz |
| Príkon | 50 VA |
| Hmotnosť | 126 kg |
| Rozmery (d x š x v) v mm | 2500 x 960 x 920 |
| Počet elektród | 9 |
| Regulácia prac. prúdu | krok 4 mA |
| Rýchlosť zmeny prúdu max. | 100 mA/s |
| Rozsah prúdu | 0 - 1200 mA |
| Max. výstupné napätie | 24 V |
| Voľba polarít | každá elektróda |

Druhy prúdov:

- jednosmerný galvanický prúd
- jednosmerne usmernená sínusovka 50 Hz Monofáza
- dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz Difáza
- 1 sec MF + 1 sec DF CP
- 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 s LP

Doplnkové vybavenie:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Subaquálna masáž | |
| Napájanie | 3x400 V / 50 Hz |
| Príkon | 1150 VA |
| Tlak v masážnej hadici | 0,18 - 0,47 MPa |
| Max. prietok čerpadla | 135 l/min |



| | |
|-------------------------------|------------------|
| Max./useful bath tub capacity | 450 / 320 l |
| Filling/drainage time | 3,7 / 2,7 min |
| Power supply | 230 V / 50 Hz |
| Power input | 50 VA |
| Weight | 126 kg |
| Dimensions (l x w x h) mm | 2500 x 960 x 920 |
| No. of electrodes | 9 |
| Operating current adj. | step 4 mA |
| Max. speed of current change | 100 mA/s |
| Current range | 0 - 1200 mA |
| Max. output voltage | 24 V |
| Source polarity selection | each electrode |

Types of current:

- direct galvanic current
- half-wave rectification 50 Hz Monophase (MF)
- full-wave rectification 100 Hz Diphas (DF)
- 1 sec MF + 1 sec DF CP
- 5 sec MF + 10 sec DF change 1 s LP

Optional equipment:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Underwater massage | |
| Power supply | 3x400 V / 50 Hz |
| Power input | 1150 VA |
| Massage hose pressure | 0,18 - 0,47 MPa |
| Max. pump water flow | 135 l/min |



| | |
|----------------------------------|------------------|
| Макс./полезный объем ванны | 450 / 320 л |
| Время наполнения/опорожнения | 3,7 / 2,7 мин |
| Питание | 230 В / 50 Гц |
| Мощность | 50 ВА |
| Вес | 126 кг |
| Размеры /д x ш x в/ в мм | 2500 x 960 x 920 |
| Количество электродов | 9 |
| Регуляция рабочего тока | шаг 4mA |
| Скорость изменения тока | 100 mA/c |
| Диапазон тока | 0 - 1200 mA |
| Максимальное выходное напряжение | 24В |
| выбор полярности | каждый электрод |

Виды токов:

- постоянный гальванический ток
- однополупериодное выпрямление синусоиды 50Hz Монофаза (MF)
- двухполупериодное выпрямление синусоиды 100Hz Дифаза (DF)
- 1 сек MF + 1 сек DF CP
- 5 сек MF + 10 сек DF изменение 1 сек LP

Дополнительное оснащение:

- подводный массаж
- питание 3 x 400 В/50Гц
- номинальная мощность 1150 ВА
- давление в массажном шланге 0,18 - 0,47 Мпа
- макс. протекание насоса 135 л/мин



Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 210
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer