



Laguna®



aquaviva®



Max./užitočný objem vane	300 / 200 l
Čas naplnenia/vyprázdnenia	2,5 / 2,2 min
Hmotnosť	79 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	2200 x 870 x 790

Základné vybavenie:

- napúšťanie prídavnej vody (uhličitá, minerálna,...)
- sprcha pre hygienickú očistu
- výškovo nastaviteľné nohy
- zabudované pripojenie perličkového roštu

Doplňkové vybavenie:

- chromoterapia: 32 svetiel, 7 farieb, plynulé cyklovanie farieb, blikanie farieb, pevné nastavenie jednej farby
- pripojenie do recyklácie
- opierka na nohy
- schodičky
- perličkový rošt
- automatické napúšťanie vody (manuálne nastavenie teploty napúšťanej vody)



Max./useful bath tub capacity	300 / 200 l
Filling/drainage time	2.5 / 2.2 min
Weight	79 kg
Dimensions (l x w x h) in mm	2200 x 870 x 790

Basic equipment:

- additive water filling (mineral, carbonic,...)
- sanitary shower
- height adjustable legs
- built-in bubble grid connection

Optional equipment:

- chromotherapy: 32 lights, 7 colors
- connection to recycling system
- leg support
- steps
- bubble grid
- automatic water filling (manual temperature adjustment)



Мак./полезный объем ванны	300 / 200 л
Время наполнения/опорожнения	2,5 / 2,2 мин
Вес	79 кг
Размеры /д х ш х в/ в мм	2200 x 870 x 790

Основное оснащение:

- впуск добавочной воды (углекислой, минеральной...)
- душ для очистки
- регулируемые ножки
- встроенное подключение пузырьковой решетки

Дополнительное оснащение:

- хромотерапия: 32 освещений, 7 цветов, плавная цикляция, мигание цветов, настройка одного цвета
- подключение в рециркуляцию
- опора для ног
- ступени
- пузырьковая решетка
- автоматический впуск воды (мануальная настройка температуры)

