



# Laguna<sup>®</sup> Tornado



**aquaviva<sup>®</sup>**

# Laguna<sup>®</sup> Tornado

kombinovaná balneologická vaňa  
combined balneological bath tub  
комбинированная бальнеологическая ванна



Max./užitočný objem vane	300 / 200 l
Čas naplnenia/vypúšťania	2,5 / 4,6 min
Napájanie	3x400 V / 50 Hz
Príkon	1400 VA
Hmotnosť	140 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	2200 x 870 x 790

#### Základné vybavenie:

- automatické napúšťanie vody (manuálne nastavenie teploty)
- automatické miešanie vody pri napúšťaní
- automatické vypúšťanie
- 5 zón, 124 hydromasážnych trysiek
- regulácia výkonu hydromas. trysiek
- zabudovaná perlička: 28 trysiek, automatické prisávanie vzduchu
- 5 zabudovaných a 30 nastaviteľných programov
- sprcha pre hygienickú očistu
- elektromag. odstraňovač vodného kameňa

#### Doplňkové vybavenie:

- chromoterapia: 40 svetiel, 7 farieb, plynulé cyklovanie farieb, blikanie farieb, pevné nastavenie jednej farby
- pripojenie do recyklácie
- napúšťanie prídavnej vody (uhličitá, minerálna,...)
- opierka na nohy
- schodíky
- ozonátor



Max./useful bath tub capacity	300 / 200 l
Filling/drainage time	2.5 / 4.6 min
Power supply	3x400 V / 50 Hz
Power input	800 VA
Weight	114 kg
Dimensions (l x w x h) in mm	2200 x 870 x 790

#### Basic equipment:

- automatic water filling (manual temperature adjustment)
- automatic water mixing during filling
- automatic drainage
- 5 zones, 124 water massage jets
- water jets performance regulation by air addition
- built-in bubble grid: 28 jets, automatic air addition
- sanitary shower
- 5 built-in, 30 configurable programs
- electromagnetic incrust stopper

#### Optional equipment:

- chromatherapy: 32 lights, 7 colors
- additive water filling (mineral, carbonic,...)
- connection to recycling system
- leg support
- steps
- ozone generator



Мак./полезный объем ванны	300 / 200 л
Время наполнения/опорожнения	2,5 / 4,6 мин
Питание	3x400 В / 50 Гц
Номинальная мощность	1400 ВА
Вес	140 кг
Размеры /д х ш х в/ мм	2200 х 870 х 790

#### Основное оснащение:

- автоматическое впуск водой (мануальная настройка температуры)
- автоматическое перемешивание воды при заполнении ванны.
- автоматический выпуск
- 5 зон, 124 гидромассажных форсунок
- регуляция мощности гидромассажных форсунок
- встроенная пузырька: 28 форсунок, автоматическое подсосывание добавляемого воздуха
- 5 встроенных, 30 пользовательских программ
- душ для очистки
- электромагнит для удаления накипи

#### Дополнительное оснащение:

- хроматотерапия: 40 осветлений, 7 цветов, плавная цикляция, мигание цветов, настройка одного цвета
- подключение в рециркуляцию
- впуск добавочной воды (углекислой, минеральной...)
- опора для ног
- ступени
- озонатор



Chirana Progress, s.r.o.  
Vrbovská cesta 17  
921 01 Piešťany, Slovakia  
tel.: +421 33 79 56 210  
fax.: +421 33 77 44 435  
e-mail: [chirana@chirana-progress.sk](mailto:chirana@chirana-progress.sk)  
[www.chirana-progress.sk](http://www.chirana-progress.sk)

dealer