



Lastura®



aquaviva®

Lastura®

vířivý kúpeľ na nohy
whirling foot bath
вихревая ванна для ног



Max./užitočný objem vane	54 / 45 l
Čas naplnenia/vyprázdenia	1,5 / 0,8 min
Napájanie	230 V / 50 Hz
Príkonnosť	600 VA
Hmotnosť	44 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	880 x 760 x 790

Základné vybavenie:

- 14 hydromasážnych trysiek
- regulácia výkonu hydromas. trysiek
- prísávanie vzduchu do hydromasážnych trysiek
- sprcha pre hygienickú očistu

Doplnkové vybavenie:

- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa
- stolička pre pacienta



Max./useful bath tub capacity	54 / 45 l
Filling/drainage time	1.5 / 0.8 min
Power supply	230 V / 50 Hz
Power input	600 VA
Weight	44 kg
Dimensions (l x w x h) in mm	880 x 760 x 790

Basic equipment:

- 14 water massage jets
- water jets performance regulation by air addition
- sanitary shower

Optional equipment:

- electromagnetic incrust stopper
- chair for the patient



Макс./полезный объем ванны	54 / 45 л
Время наполнения/опорожнения	1,5 / 0,8 мин
Питание	230 В / 50 Гц
Номинальная мощность	600 ВА
Вес	44 кг
Размеры /д x ш x в/ в мм	880 x 760 x 790

Основное оснащение:

- 14 гидромассажных форсунок
- регуляция мощности гидромассажных форсунок
- подсасывание добавляемого воздуха в гидромассажные форсунки
- душ для очистки

Дополнительное оснащение:

- электромагнит для удаления накипи
- стул для пациента



Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 210
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk

dealer